

# 少层二硫化钼分散液浓度 0.1 mg/mL

中文名称： 少层二硫化钼分散液浓度 0.1 mg/mL

英文名称： Few Layers Mlybdenum Disulfide Dispersion 0.1 mg/mL

货 号： ML1135

CAS 号： 1317-33-5

包 装： 200mL / 500mL

参 数

浓 度： 0.1mg/ml

溶 剂： 水

保质期： 3 月 4℃冷藏避光密封

性 质

片 径：0.2-5  $\mu\text{m}$

层 数：1-10

厚 度：1-8 nm

浓 度：1 mg/mL

溶 剂：水或乙醇

稳定剂：LiOH

应 用：润滑剂、催化、能量存储、复合材料等领域。

#### 其他信息

**储存条件：** 4°C冷藏避光密封保存，最长保存期限为开封前 3 个月，开封后建议 1 个月用完。每次开封后用 Ar/N<sub>2</sub> 气鼓泡保存。