

二硫化钼粉末 1.5 μ m

中文名称： 二硫化钼粉末 1.5 μ m

英文名称： MoS₂ powder 1.5 μ m

货 号： ML1137

CAS 号： 1317-33-5

包 装： 20g / 100g / 500g

参 数

粒 径： ~1.5 μ m

保质期： 1年常温干燥避光

性 质

粒 径： 1.5 μ m

酸碱度： 中性

形 态： 粉末固体

颜 色： 灰黑色

成分含量

MoS₂ ≥ 98.5%

MoO₃ ≤ 0.1%

Fe ≤ 0.2%

H₂O ≤ 0.1%

Oil ≤ 0.15%

C ≤ 0.5%

SiO₂ ≤ 0.1%

Acid Insoluble ≤ 0.3%

Acid Number (以 KOH mg/g 计) \leq 0.5%

应用: NA

mlbio 裕联生物
Good elisakit producers