

二硫化钼粉末 15 μ m

中文名称： 二硫化钼粉末 15 μ m

英文名称： MoS₂ powder 15 μ m

货 号： ML1138

CAS 号： 1317-33-5

包 装： 20g / 100g / 500g

参 数

粒 径： ~15 μ m

保质期： 1年常温干燥避光

性 质

粒 径： 15 μ m

酸碱度： 中性

形 态： 粉末固体

颜 色： 灰黑色

成分含量

MoS₂ ≥ 99.8%

MoO₃ ≤ 0.01%

Fe ≤ 0.005%

H₂O ≤ 0.01%

SiO₂ ≤ 0.04%

总不溶物 ≤ 0.1%

Acid Number (以 KOH mg/g 计) ≤ 0.1%

应 用： NA