

# 单层二硫化钨分散液浓度 1mg/mL

中文名称：单层二硫化钨分散液浓度 1 mg/mL

英文名称：Single Layer Nano WS2 Dispersion 1 mg/mL

货号：ML1140

CAS 号：12138-09-9

包装：200mL / 500mL

参数

浓度：1mg/ml

溶剂：水

稳定剂：LiOH

保质期：3月 4℃冷藏密封

性 质

片 径： 0.1-4  $\mu\text{m}$

厚 度：  $\sim 1\text{ nm}$

单层率：  $\geq 90\text{ wt\%}$

形 态： 黑色溶液

稳定剂： LiOH

应 用： NA