

单层二硫化钨分散液浓度 0.1mg/mL

中文名称：单层二硫化钨分散液浓度 0.1 mg/mL

英文名称：Single Layer WS2 Dispersion

货号：ML1141

CAS 号：7440-33-7

包装：200mL / 500mL

参 数

浓 度： 0.1mg/ml

溶 剂： 水

保质期： 3 月 4℃冷藏密封

性 质

片 径： 0.1-4 μ m

厚 度： \sim 1 nm

纯 度： 单层 \geq 90%

应 用： NA