

小片径单层二硫化钨分散液浓度

1mg/mL

中文名称：小片径单层二硫化钨分散液浓 1 mg/mL

英文名称：Single Layer Nano WS2 Dispersion

货 号： ML1143

CAS 号： 12138-09-9

包 装： 200mL / 500mL

保质期： 3 月 4℃冷藏密封

性 质

形 态： 黑色溶液

参 数

片 径： 20-500 nm

厚 度： ~1 nm

纯 度： 单层 \geq 90%

含有稳定剂： LiOH

应 用： NA

其他信息： 4℃冷藏密封保存，最长保存期限为开封前 3 个月，开封后建议 1 个月用完。
每次开封后用 Ar/N₂ 气鼓泡处理