

小片径单层二硫化钨分散液浓度

0.1mg/mL

中文名称: 小片径单层二硫化钨分散液 浓度 0.1 mg/mL

英文名称: Single Layer Nano WS2 Dispersion 0.1 mg/mL

货 号: ML1144

CAS 号: 12138-09-9

包 装: 200mL / 500mL

保质期: 3 月 4℃冷藏密封

性 质

形 态: 黑色溶液

参 数

片 径： 20-500 nm

厚 度： ~1 nm

单层率： >=90wt%

应 用： NA

其他信息： 4℃冷藏密封保存，最长保存期限为开封前 3 个月，开封后建议 1 个月用完。
每次开封后用 Ar/N₂ 气鼓泡处理。