

# 小片径少层二硫化钨分散液浓度

## 1mg/mL

中文名称：小片径少层二硫化钨分散液浓度 1 mg/mL

英文名称：Few Layers Nano WS2 Suspension 1 mg/mL

货号：ML1146

CAS号：12138-09-9

包装：200 mL / 500mL

参数

浓度：1mg/ml,

溶剂：水,

稳定剂：LiOH

**保质期:** 3月 4℃冷藏避光密封

**性质**

**片径:** 0.02-1  $\mu\text{m}$

**层数:** 1-10

**厚度:** 1-8 nm

**浓度:** 1 mg/mL

**溶剂:** 水或乙醇

**稳定剂:** LiOH

**应用:** 润滑剂、催化、能量存储、复合材料等领域。

**其他信息**

**储存条件:** 4℃冷藏避光密封保存，最长保存期限为开封前3个月，开封后建议1个月用完。每次开封后用 Ar/N<sub>2</sub> 气鼓泡保存。

**mlbio** 梅联生物  
Good elisakit producers