

小片径少层二硫化钨分散液浓度

0.1mg/mL

中文名称： 小片径少层二硫化钨分散液浓度 0.1 mg/mL

英文名称： Few Layers Nano WS2 suspension 0.1mg/mL

货 号： ML1147

CAS 号： 12138-09-9

规 格：

包 装： 200mL / 500mL

参 数

浓 度： 0.1mg/ml

溶 剂： 水

保质期: 3 月 4℃冷藏避光密封

性 质

片 径: 0.02-1 μm

层 数: 1-10

厚 度: 1-8 nm

浓 度: 0.1 mg/mL

溶 剂: 水或乙醇

稳定剂: LiOH

应 用: 润滑剂、催化、能量存储、复合材料等领域。

其他信息

储存条件: 4℃冷藏避光密封保存，最长保存期限为开封前 3 个月，开封后建议 1 个月用完。每次开封后用 Ar/N₂ 气鼓泡保存。