

少层二硫化钨分散液浓度 1mg/mL

中文名称：少层二硫化钨分散液 浓度 1 mg/mL

英文名称：Few Layers WS2 Dispersion 1 mg/mL

货号： ML1149

CAS 号： 12138-09-9

包装： 200 mL / 500mL

参数

浓度： 1mg/ml,

溶剂： 水

稳定剂： LiOH

保质期： 3 月 4℃冷藏避光密封

性 质

片 径： 0.1-4 μm

层 数： 1-10

厚 度： 1-8 nm

浓 度： 1 mg/mL

溶 剂： 水或乙醇

稳定剂： LiOH

应 用： 润滑剂、催化、能量存储、复合材料等领域。

其他信息

储存条件： 4℃冷藏避光密封保存，最长保存期限为开封前 3 个月，开封后建议 1 个月用完。每次开封后用 Ar/N₂ 气鼓泡保存。