

单层二硒化钼纳米片分散液浓度

1mg/mL

中文名称： 单层二硒化钼纳米片分散液 浓度 1 mg/mL

英文名称： Single Layer MoSe₂ Dispersion 1 mg/mL

货 号： ML1153

CAS 号： 12058-18-3

包 装： 200 mL / 500L

参 数

浓 度： 1 mg/mL

溶 剂： 水

片 径： 0.1-3 μ m

保质期: 1月 4℃冷藏密封

性质

片径: 0.1-3 μm

单层率: $\geq 90\%$

厚度: $\sim 1\text{ nm}$

浓度: 1 mg/mL

溶剂: 水

稳定剂: LiOH

应用: 催化、能量存储、复合材料、太阳能电池、光电子器件等领域。

其他信息

储存条件: 4℃冷藏密封保存，最长保存期限为开封前 1 个月，开封后建议 15 天内用完。

每次开封后用 Ar/N₂ 气鼓泡保存。建议有条件可以在手套箱开封取用后在手套箱密封。该产品 TEM, SEM 和 AFM 制样方法较为特殊，请邮件索要制样指导