

单层二硒化钨纳米片分散液浓度

1mg/mL

中文名称：单层二硒化钨纳米片分散液浓度 1mg/mL

英文名称：Single Layer WSe2 Dispersion 1 mg/mL

货 号： ML1154

CAS 号： 12067-46-8

包 装： 200mL / 500mL

参 数

片 径： 0.1-3 μm

溶 剂： 水

浓 度： 1 mg/mL

保质期: 1月 4℃冷藏密封

性质

片径: 0.1-3 μm

单层率: $\geq 90\%$

厚度: $\sim 1\text{ nm}$

浓度: 1 mg/mL

溶剂: 水

稳定剂: LiOH

应用: 催化、能量存储、复合材料、太阳能电池、光电子器件等领域。

其他信息

储存条件: 4℃冷藏密封，最长保存期限为开封前 1 个月，开封后建议 15 天内用完。每次开封后用 Ar/N₂ 气鼓泡保存。建议有条件可以在手套箱开封取用后在手套箱密封。该产品 TEM, SEM 和 AFM 制样方法较为特殊，请邮件索要制样指导