

## 二硫化钨粉末 0.58 $\mu$ m

中文名称：二硫化钨粉末 0.58  $\mu$  m

英文名称：WS2 powder 0.58  $\mu$  m

货号：ML1162

CAS号：12138-09-9

包装：20 g / 100g / 500g

参数

粒径：0.58  $\mu$  m

保质期：1年常温干燥避光

性质

WS2  $\geq$ 99.9%

W  $\geq$  73.0%

粒 径： 0.58  $\mu$  m

酸碱性： 中性

形 态： 粉末固体

颜 色： 灰黑色

应 用： NA