

HQ 六方氮化硼晶体

中文名称： HQ 六方氮化硼晶体

英文名称： Bi₂Te₃ Crystal

货 号： ML1183

CAS 号： 7440-42-8

包 装： 1 盒

参 数

纯 度： 99.995%，

片 径： ~1-1.5mm

保质期： 1 年常温干燥避光

酶联生物推出高品质的氮化硼晶体，氮化硼是新型的绝缘子材料，产品包装由 20 个小片，

每片片径在 1-1.5mm。颜色为白色透明。此产品表征完备，资料详细，欢迎新老用户订购。

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers