

PEG 包覆上转换纳米颗粒（紫蓝光）

中文名称： PEG 包覆上转换纳米颗粒（紫蓝光）

英文名称： PEG modified upconverting nanoparticles（Purple blue light）

货 号： ML1243

包 装： 8 mg / 16mg

参 数：

粒 径： 35nm

发射波长： 365/475nm

溶 剂： 水

保质期： 6 月 4-8℃冷藏密封避光

性 质

发射波长： 365/475 nm

颗粒直径： 35 nm

主要成分： NaYREF4 (RE:Yb, Er, Tm, Gd, Mn, Lu)

溶 剂： 水

浓 度： 每批次浓度有差异

应 用： 上转换纳米颗粒具有优越的光稳定性，已经在生物医学领域获得广泛的应用，包括离体生物成像、活体生物成像、生物检测、免疫组织化学、微阵列检测、光动力疗法以及光控药物激活。

其他信息

贮 藏： 密封，4-8℃保存

有效期： 6个月