

羟基化双壁碳纳米管(长)

中文名称： 羟基化双壁碳纳米管(长)

英文名称： Hydroxylate Double-wall carbon nanotubes(long)

货 号： ML1280

CAS 号： 1333-86-4

包 装： 1 g

参 数： 纯度 60% 直径 2-4nm 羟基化含量 2.92wt%

保质期： 1年常温干燥避光

性 质

颜 色： 黑色

直 径： 2-4 nm

纯度: >60%

长度: ~50 um

羟基含量: 2.92wt%

SSA: >350m²/g

True density: ~2.1 g/cm³

EC: >100 s/cm

应用: NA