

高品质超大长径比银纳米线直径

L100

中文名称： 高品质超大长径比银纳米线 直径 L100

英文名称： Agnws-L100

货 号： ML1336

CAS 号： 7440-22-4

包 装： 500 mg / 1g

保质期： 6 月常温干燥避光

形 态： 银灰色液体

参 数

直 径： 100 ± 5 nm

长 度： 100-200 μm

浓 度： 20mg/ml

纯 度： 98wt%

溶 剂： 水/乙醇/异丙醇

备 注： 银线中混杂着少量银颗粒，以目前分离手段无法完全去除。其中的银颗粒均为单质银，不影响产品使用，请放心购买。

应 用： 超大的长径比和极细的直径使银纳米线在透明电极、太阳能电池及各种导电器件应用方面有着不可比拟的优势，具有高透明性、高导电性和高耐弯折性等多重综合性能优势，作为新一代的银纳米线产品，具有巨大的应用潜力。