

金纳米星

中文名称： 金纳米星

英文名称： Gold nanostar

货 号： ML1378

CAS 号： 7440-57-5

包 装： 10 mL

参 数

直 径： 40-45 nm

保质期： 6 月 4℃冷藏避光

性 质

颜 色： 蓝色液体

直径: 40-45 nm

光学密度: OD=0.8-1

保存: 密封, 4℃冰箱冷藏避光保存 (此款产品较为敏感, 使用时请注意保持环境清洁)

有效期: 6个月

备注: 本列所列出的粒径为统计数据的平均值, 批次之间可能有小幅度的波动

其他信息: 酶联生物现推出金纳米星产品。金纳米星具有多个带有尖角的臂, 尖角处能产生很高的电场放大, 因而在生物传感器和表面等离子激元共振增强光谱方面有很大的应用前景。