

胶体石墨粉

中文名称： 胶体石墨粉

英文名称： Colloidal graphite powder

货 号： ML1436

CAS 号： 7782-42-5

包 装： 500 g

保质期： 1 年常温干燥避光

性 质

形 态： 粉末

参 数

粒 径： 1-10 μm

纯 度： >99%

应 用： 胶体石墨粉具有优良的高润滑、高导电、高吸附及催化性能，可塑性极高。可用作铅酸蓄电池极板、锂电池正负极导电剂、镍氢、镍镉电池、光感电池、电碳刷、橡胶、塑料填充剂、防静电、电磁屏蔽、防腐涂料、耐高温润滑剂基料、粉末冶金碳原料、发热石墨棒，导电石墨棒，无线电子工业碳膜电阻原料、电接触点合金、高级金属合金原料等。

其他信息： 胶体石墨粉具有优质天然石墨的性能，在高温条件下具有特殊的抗氧化性、自润滑性和可塑性，同时具有良好的导电、导热和附着性。