

兔抗 CTR9?多克隆抗体

中文名称： 兔抗 CTR9?多克隆抗体

英文名称： Anti-CTR9(TM) rabbit polyclonal antibody

级 别： TSBP; p150; SH2BP1; p150TSP

抗 原： CTR9

储 存： 冷冻（-20℃）

宿 主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human, Mouse

标 记 物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	CTR9, parafibromin (CDC73; MIM 607393), LEO1 (MIM 610507), and PAF1 (MIM 610506) form the PAF protein complex, which associates with the RNA polymerase II subunit POLR2A (MIM 180660) and with a histone methyltransferase complex (Rozenblatt-Rosen et al., 2005 [PubMed 15632063]).
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	CTR9
Immunogen:	Synthetic peptide of human CTR9
Full name:	CTR9 homolog, Paf1/RNA polymerase II complex component

Synonyms:	TSBP; p150; SH2BP1; p150TSP
SwissProt:	Q6PD62
ELISA Recommended dilution:	500-1000
IHC positive control:	Human breast cancer
IHC Recommend dilution:	20-100

