

## MIER1 抗原（重组蛋白）

中文名称： MIER1 抗原（重组蛋白）

英文名称： MIER1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： MIER1 transcriptional regulator; ER1; MI-ER1

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-156 amino acids of human MIER1

技术规格

<b>Full name:</b>	MIER1 transcriptional regulator
<b>Synonyms:</b>	ER1; MI-ER1
<b>Swissprot:</b>	Q8N108
<b>Gene Accession:</b>	BC017423
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes a protein that was first identified in <i>Xenopus laevis</i> by its role in a mesoderm induction early response (MIER). The encoded protein functions as a transcriptional regulator. Alternatively spliced transcript variants encode multiple isoforms, some of which lack a C-terminal nuclear localization signal.