

兔抗 DLGAP1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 DLGAP1 多克隆抗体

英文名称： Anti-DLGAP1 rabbit polyclonal antibody

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

抗 原： DLGAP1

宿 主： Rabbit

反应种属： Human Mouse Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Part of the postsynaptic scaffold in neuronal cells.
Applications:	WB, IF
Name of antibody:	DLGAP1
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human DLGP1.
Full name:	DLG associated protein 1
Synonyms:	DAP1; GKAP; DAP-1; SAPAP1; DLGAP1A; DLGAP1B; DAP-1-B ETA; DAP-1-ALPHA
SwissProt:	O14490
WB Predicted band size:	109 kDa
WB Positive control:	HepG2 cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000
IF positive control:	Hela cells
IF Recommend dilution:	100-500



