

293T 细胞

中文名称： 293T 细胞

英文名称： 293T Cells

别 名： 人胚肾细胞

相关类别： 细胞系

储 存： 常温（18-25℃）

概述

293T 细胞源自于 293 细胞株，是插入了猿类免疫缺陷病毒 SV40 大 T 抗原基因后产生的高转染效率的衍生株，本细胞经过了检测，不含有细菌、真菌、病毒（HIV、HBV、HCV）、支原体。

使用说明

37℃，5% CO₂，无菌恒温培养。293T 细胞增殖能力取决于培养技术、培养条件等综合因素。请按照正确的培养方法来复苏、传代、冻存，以此保证细胞具备良好的增殖能力，方便您的后继研究顺利进行。