

兔抗 CEP76 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CEP76 多克隆抗体

英文名称： Anti-CEP76 rabbit polyclonal antibody

别 名： C18orf9; HsT1705

抗 原： CEP76

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a centrosomal protein which regulates centriole amplification by limiting centriole duplication to once per cell cycle. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Applications:	WB
Name of antibody:	CEP76
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human CEP76.
Full name:	centrosomal protein 76kDa
Synonyms :	C18orf9; HsT1705
SwissProt:	Q8TAP6

WB Predicted band size:	74 kDa
WB Positive control:	NIH/3T3 cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000

