

MATN4 抗原（重组蛋白）

中文名称： MATN4 抗原（重组蛋白）

英文名称： MATN4 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： HE6WCR54

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 300 amino acids of human MATN4

技术规格

Full name:	Matrilin 4
Synonyms:	HE6WCR54
Swissprot:	O95460
Gene Accession:	BC141811
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a member of von Willebrand factor A domain containing protein family. The proteins of this family are thought to be involved in the formation of filamentous networks in the extracellular matrices of various tissues. The specific function of this gene product has not yet been determined. Three alternatively spliced variants have been described.