

DUSP26 抗原（重组蛋白）

中文名称： DUSP26 抗原（重组蛋白）

英文名称： DUSP26 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： MKP8; LDP-4; NATA1; SKRP3; DUSP24

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概 述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 30-211 amino acids of human DUSP26

技术规格：

Full name:	dual specificity phosphatase 26 (putative)
Synonyms:	MKP8; LDP-4; NATA1; SKRP3; DUSP24
Swissprot:	Q9BV47
Gene Accession:	BC001613
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	DUSP26, also designated LDP4, MKP8, NATA1 and SKRP3, is ubiquitously expressed in brain except in the hippocampus. DUSP26 dephosphorylates p38 thereby inhibiting p38-mediated apoptosis in anaplastic thyroid cancer cells. Downregulation of DUSP26 may also contribute to malignant phenotypes of glioma.