

## ETS2 抗原（重组蛋白）

中文名称： ETS2 抗原（重组蛋白）

英文名称： ETS2 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： ETS2IT1

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概 述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 171-360 amino acids of human ETS2

技术规格：

<b>Full name:</b>	v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 2
<b>Synonyms:</b>	ETS2IT1
<b>Swissprot:</b>	P15036
<b>Gene Accession:</b>	BC042954
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes a transcription factor which regulates genes involved in development and apoptosis. The encoded protein is also a protooncogene and shown to be involved in regulation of telomerase. A pseudogene of this gene is located on the X chromosome. Alternative splicing results in multiple transcript variants.