

KIF25 抗原（重组蛋白）

中文名称： KIF25 抗原（重组蛋白）

英文名称： KIF25 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： KNSL3

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概 述：

Fusion protein corresponding to N terminal 300 amino acids of human KIF25

技术规格：

Full name:	kinesin family member 25
Synonyms:	KNSL3
Swissprot:	Q9UIL4
Gene Accession:	NP_085118
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene is a member of the kinesin-like protein family. Protein family members are microtubule-dependent molecular motors that transport organelles within cells and move chromosomes during cell division. However, the particular function of this gene product has not yet been determined. Two alternatively spliced transcript variants which encode products have been described. Other splice variants have been found that lack exon 2

and the initiation codon for translation.