

TFDP1 抗原（重组蛋白）

中文名称： TFDP1 抗原（重组蛋白）

英文名称： TFDP1 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： DP1; Dp-1; DRTF1

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概 述：

Fusion protein corresponding to a region derived from C terminal 250 amino acids of human TFDP1

技术规格：

Full name:	transcription factor Dp-1
Synonyms:	DP1; Dp-1; DRTF1
Swissprot:	Q14186
Gene Accession:	NP_009042
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a member of a family of transcription factors that heterodimerize with E2F proteins to enhance their DNA-binding activity and promote transcription from E2F target genes. The encoded protein functions as part of this complex to control the transcriptional activity of numerous genes involved in cell cycle progression from G1 to S phase. Alternative splicing results in multiple

e transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 1, 15, and X.