



兔抗 MRM1 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 MRM1 多克隆抗体

英文名称： Anti-MRM1 rabbit polyclonal antibody

别 名： mitochondrial rRNA methyltransferase 1

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻 (-20°C)

宿 主： Rabbit

抗 原： MRM1

反应种属： Human


标 记 物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	S-adenosyl-L-methionine-dependent 2'-O-ribose methyltransferase that catalyzes the formation of 2'-O-methylguanosine at position 1145 (Gm1145) in the 16S mitochondrial large subunit ribosomal RNA (mtLSU rRNA), a universally conserved modification in the peptidyl transferase domain of the mtLSU rRNA.
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	MRM1
Immunogen:	Fusion protein of human MRM1
Full name:	mitochondrial rRNA methyltransferase 1
SwissProt:	Q6IN84

ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	50-300
WB Predicted band size:	39 kDa
WB Positive control:	HEPG2 and K562 cell lysates
WB Recommended dilution:	500-2000



mlbio 瑞联生物
Good elisakit producers

