

ENTPD7 抗原（重组蛋白）

中文名称： ENTPD7 抗原（重组蛋白）

英文名称： ENTPD7 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 7; LALP1

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 67-301 amino acids of human ENTPD7

技术规格

Full name:	ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 7
Synonyms:	LALP1
Swissprot:	Q9NQZ7
Gene Accession:	BC122857
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	LALP1 (lysosomal apyrase-like protein 1), also known as ENTPD7 (ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 7), is a 604 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the GDA1/CD39 NT Pase family. Preferentially hydrolyzing nucleoside 5' -triphosphates, LALP1 and has an order of activity with respect to possible substrates, which is UTP > GTP > CTP.