

ERMP1 抗原（重组蛋白）

中文名称： ERMP1 抗原（重组蛋白）

英文名称： ERMP1 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： endoplasmic reticulum metallopeptidase 1; FXNA; KIAA1815; bA207C16.3

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 705-904 amino acids of human ERMP1

技术规格

Full name:	endoplasmic reticulum metallopeptidase 1
Synonyms:	FXNA; KIAA1815; bA207C16.3
Swissprot:	Q7Z2K6
Gene Accession:	BC031630
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Within the ovary, required for the organization of somatic cells and oocytes into discrete follicular structures.