

兔抗 NDP 多克隆抗体

中文名称：兔抗 NDP 多克隆抗体

英文名称： Anti-NDP rabbit polyclonal antibody

别 名： ND; EVR2; FEVR

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃）

宿 主： Rabbit

抗 原： NDP

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a secreted protein with a cystein-k not motif that activates the Wnt/beta-catenin pathway. The protein forms disulfide-linked oligomers in the extracellular matrix. Mutations in this gene result in Norrie disease and X-linked exudative vitreoretinopathy.
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	NDP
Immunogen:	Full length fusion protein
Full name:	Norrie disease (pseudoglioma)
Synonyms :	ND; EVR2; FEVR
SwissProt:	Q00604

ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human breast cancer and human esophagus cancer
IHC Recommend dilution:	25-100
WB Predicted band size:	15 kDa
WB Positive control:	Human fetal liver tissue
WB Recommended dilution:	200-1000



