

MIER2 抗原（重组蛋白）

中文名称： MIER2 抗原（重组蛋白）

英文名称： MIER2 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： mesoderm induction early response 1, family member 2; Mi-er2; KIAA1193

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 195-345 amino acids of human MIER2

技术规格

Full name:	mesoderm induction early response 1, family member 2
Synonyms:	Mi-er2; KIAA1193
Swissprot:	Q8N344
Gene Accession:	BC028203
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	MIER2(mesoderm induction early response 1, family member 2), also known as Mi-er2 or KIAA1193, is a protein that in humans is encoded by the MIER2 gene. It is a transcriptional repressor.