

PPP2R3C 抗原（重组蛋白）

中文名称： PPP2R3C 抗原（重组蛋白）

英文名称： PPP2R3C Antigen (Recombinant Protein)

别 名： protein phosphatase 2, regulatory subunit B'', gamma; G4-1; G5pr; C14orf10

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 270-450 amino acids of human PPP2R3C

技术规格

Full name:	protein phosphatase 2, regulatory subunit B'', gamma
Synonyms:	G4-1; G5pr; C14orf10
Swissprot:	Q969Q6
Gene Accession:	BC006823
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Serine/threonine-protein phosphatase 2A regulatory subunit B'' s ubunit gamma is anenzyme that in humans is encoded by the P PP2R3C gene. May regulate MCM3AP phosphorylation through p hosphatase recruitment. May play a role in the activation-induce d cell death of B-cells.