

兔抗 IRS4 多克隆抗体

- 中文名称： 兔抗 IRS4 多克隆抗体
- 英文名称： Anti-IRS4 rabbit polyclonal antibody
- 别名： insulin receptor substrate 4; IRS-4; PY160
- 相关类别： 一抗
- 储存： 冷冻（-20℃）
- 宿主： Rabbit
- 抗原： IRS4
- 反应种属： Human
- 标记物： Unconjugate
- 克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	IRS4 encodes the insulin receptor substrate 4, a cytoplasmic protein that contains many potential tyrosine and serine/threonine phosphorylation sites. Tyrosine-phosphorylated IRS4 protein has been shown to associate with cytoplasmic signalling molecules that contain SH2 domains. The IRS4 protein is phosphorylated by the insulin receptor tyrosine kinase upon receptor stimulation.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	IRS4
Immunogen:	Synthetic peptide of human IRS4
Full name:	insulin receptor substrate 4

Synonyms:	IRS-4; PY160
SwissProt:	O14654
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human esophagus cancer and Human brain
IHC Recommend dilution:	50-100



