

## 兔抗 LDAH 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 LDAH 多克隆抗体

英文名称： Anti-LDAH rabbit polyclonal antibody

别 名： hLDAH; C2orf43

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃）

宿 主： Rabbit

抗 原： LDAH

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Serine lipid hydrolase associated with lipid droplets. Highly expressed in macrophage-rich areas in atherosclerotic lesions, suggesting that it could promote cholesterol ester turnover in macrophages.
<b>Applications:</b>	ELISA, WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	LDAH
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human LDAH
<b>Full name:</b>	lipid droplet associated hydrolase
<b>Synonyms:</b>	hLDAH; C2orf43

<b>SwissProt:</b>	Q9H6V9
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human liver cancer and human esophagus cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	40-200
<b>WB Predicted band size:</b>	37 kDa
<b>WB Positive control:</b>	HEPG2 cell lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000





