



小鼠抗 ANXA1 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 ANXA1 单克隆抗体

英文名称： Anti-ANXA1 mouse monoclonal antibody

别 名： annexin A1; ANX1; LPC1

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻 (-20°C)

宿 主： Mouse

抗 原： ANXA1

反应种属： Human, Mouse, Rat, Monkey

标 记 物： Unconjugate

克隆类型： Mouse Monoclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a membrane-localized protein that binds phospholipids. This protein inhibits phospholipase A2 and has anti-inflammatory activity. Loss of function or expression of this gene has been detected in multiple tumors.
Applications:	WB
Name of antibody:	ANXA1
Immunogen:	Fusion protein of human ANXA1
Full name:	annexin A1
Synonyms:	ANX1; LPC1
SwissProt:	P04083

WB Predicted band size:	39 kDa
WB Positive control:	A549, CHO-K1, COS7, C2C12, C6, 3T3 and Hela cell lysates
WB Recommended dilution:	1000-5000

