

小鼠抗 RNF149 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 RNF149 单克隆抗体

英文名称： Anti-RNF149 mouse monoclonal antibody

别名： ring finger protein 149; DNAPTP2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： RNF149

反应种属 Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	E3 ubiquitin-protein ligase. Ubiquitinates BRAF, inducing its proteasomal degradation.
Applications:	WB
Name of antibody:	RNF149
Immunogen:	Fusion protein of human RNF149
Full name:	ring finger protein 149
Synonyms:	DNAPTP2
SwissProt:	Q8NC42
WB Predicted band size:	43 KD
WB Positive control:	A549, MCF7 cell lysates

WB Recommended dilution:	500-2000
---------------------------------	----------