

## 小鼠抗 SPATA46 单克隆抗体

- 中文名称： 小鼠抗 SPATA46 单克隆抗体
- 英文名称： Anti-SPATA46 mouse monoclonal antibody
- 别名： spermatogenesis associated 46; HSD20; C1orf111
- 相关类别： 一抗
- 储存： 冷冻（-20℃）
- 宿主： Mouse
- 抗原： SPATA46
- 反应种属： Human
- 标记物： Unconjugate
- 克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Play a role in spermiogenesis and fertilization.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	SPATA46
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human SPATA46
<b>Full name:</b>	spermatogenesis associated 46
<b>Synonyms:</b>	HSD20; C1orf111
<b>SwissProt:</b>	Q5T0L3
<b>WB Predicted band size:</b>	29 KD
<b>WB Positive control:</b>	PC3 cell lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	200-1000