

CALHM1 抗原（重组蛋白）

中文名称： CALHM1 抗原（重组蛋白）

英文名称： CALHM1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： calcium homeostasis modulator 1; FAM26C

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 147-346 amino acids of human CALHM1

技术规格

Full name:	calcium homeostasis modulator 1
Synonyms:	FAM26C
Swissprot:	Q8IU99
Gene Accession:	BC036193
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a calcium channel that plays a role in processing of amyloid-beta precursor protein. A polymorphism at this locus has been reported to be associated with susceptibility to late-onset Alzheimer's disease in some populations, but the pathogenicity of this polymorphism is unclear.

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers