

小鼠抗 TUBA1B 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 TUBA1B 单克隆抗体

英文名称： Anti-TUBA1B mouse monoclonal antibody

别名： tubulin alpha 1b; K-ALPHA-1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： TUBA1B

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	Tubulin is the major constituent of microtubules. It binds two moles of GTP, one at an exchangeable site on the beta chain and one at a non-exchangeable site on the alpha chain.
Applications:	WB, IHC
Name of antibody:	TUBA1B
Immunogen:	Fusion protein of human TUBA1B
Full name:	tubulin alpha 1b
Synonyms:	K-ALPHA-1
SwissProt:	P68363
IHC positive control:	Human prostate cancer and Human colorectal cancer; Human brain
IHC Recommend dilution:	100-500

WB Predicted band size:	50 kDa
WB Positive control:	PC3, Jurkat, Raji and 293T cell lysates
WB Recommended dilution:	1000-5000



