

小鼠抗 ZNF329 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 ZNF329 单克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF329 mouse monoclonal antibody

别名： zinc finger protein 329

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： ZNF329

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	May be involved in transcriptional regulation.
Applications:	WB
Name of antibody:	ZNF329
Immunogen:	Fusion protein of human ZNF329
Full name:	zinc finger protein 329
SwissProt:	Q86UD4
WB Predicted band size:	62 KD
WB Positive control:	MCF7 and HepG2 cell lysates
WB Recommended dilution:	500-2000