

## SHPRH 抗原（重组蛋白）

中文名称： SHPRH 抗原（重组蛋白）

英文名称： SHPRH Antigen (Recombinant Protein)

别名： SNF2 histone linker PHD RING helicase, E3 ubiquitin protein ligase; bA545I5.2

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

### 概述

Fusion protein corresponding to C terminal 234 amino acids of human SHPRH

### 技术规格

<b>Full name:</b>	SNF2 histone linker PHD RING helicase, E3 ubiquitin protein ligase
<b>Synonyms:</b>	bA545I5.2
<b>Swissprot:</b>	Q149N8
<b>Gene Accession:</b>	BC117686
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	SHPRH is a ubiquitously expressed protein that contains motifs characteristics of several DNA repair proteins, transcription factors, and helicases. SHPRH is a functional homolog of <i>S. cerevisiae</i> RAD5 (Unk et al., 2006 [PubMed 17108083]).