

SNX20 抗原（重组蛋白）

中文名称： SNX20 抗原（重组蛋白）

英文名称： SNX20 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： sorting nexin 20; SLIC1

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to N terminal 95 amino acids of human SNX20

技术规格

Full name:	sorting nexin 20
Synonyms:	SLIC1
Swissprot:	Q7Z614
Gene Accession:	BC063423
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	SNX20 interacts with the cytoplasmic domain of PSGL1 (SELP LG; MIM 600738) and cycles PSGL1 into endosomes.