

## TBL1X 抗原（重组蛋白）

中文名称： TBL1X 抗原（重组蛋白）

英文名称： TBL1X Antigen (Recombinant Protein)

别名： transducin (beta)-like 1X-linked; EBI; TBL1; SMAP55

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

### 概述

Fusion protein corresponding to C terminal 227 amino acids of human TBL1X

### 技术规格

<b>Full name:</b>	transducin (beta)-like 1X-linked
<b>Synonyms:</b>	EBI; TBL1; SMAP55
<b>Swissprot:</b>	O60907
<b>Gene Accession:</b>	BC052304
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	The protein encoded by this gene has sequence similarity with members of the WD40 repeat-containing protein family. The WD40 group is a large family of proteins, which appear to have a regulatory function. It is believed that the WD40 repeats mediate protein-protein interactions and members of the family are involved in signal transduction, RNA processing, gene regulation, vesicular trafficking, cytoskeletal assembly and may play a

role in the control of cytotypic differentiation.