

TEDC1 抗原（重组蛋白）

中文名称： TEDC1 抗原（重组蛋白）

英文名称： TEDC1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： tubulin epsilon and delta complex 1; C14orf80

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

概述

技术规格

Full name:	tubulin epsilon and delta complex 1
Synonyms:	C14orf80
Swissprot:	Q86SX3
Gene Accession:	BC016028
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Acts as a positive regulator of ciliary hedgehog signaling. Required for centriole stability (By similarity). May play a role in counteracting perturbation of actin filaments, such as after treatment with the actin depolymerizing microbial metabolite Chivosazole F (PubMed:28796488).