

TMED3 抗原（重组蛋白）

中文名称： TMED3 抗原（重组蛋白）

英文名称： TMED3 Antigen (Recombinant Protein)

别名： transmembrane emp24 protein transport domain containing 3; p26; P24B; C15orf22

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 194 amino acids of human TMED3

技术规格

Full name:	transmembrane emp24 protein transport domain containing 3
Synonyms:	p26; P24B; C15orf22
Swissprot:	Q9Y3Q3
Gene Accession:	BC000027
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Potential role in vesicular protein trafficking, mainly in the early secretory pathway. Contributes to the coupled localization of TMED2 and TMED10 in the cis-Golgi network.