

TRIM11 抗原（重组蛋白）

中文名称： TRIM11 抗原（重组蛋白）

英文名称： TRIM11 Antigen (Recombinant Protein)

别名： tripartite motif containing 11; BIA1; RNF92

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 267-468 amino acids of human TRIM11

技术规格

Full name:	tripartite motif containing 11
Synonyms:	BIA1; RNF92
Swissprot:	Q96F44
Gene Accession:	BC011629
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. This protein localizes to the nucleus and the cytoplasm. Its function has not been identified.