

TRIM35 抗原（重组蛋白）

中文名称： TRIM35 抗原（重组蛋白）

英文名称： TRIM35 Antigen (Recombinant Protein)

别名： tripartite motif containing 35; HLS5; MAIR

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to N terminal 206 amino acids of human TRIM35

技术规格

Full name:	tripartite motif containing 35
Synonyms:	HLS5; MAIR
Swissprot:	Q9UPQ4
Gene Accession:	BC018337
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The function of this protein has not been identified.